

ACCREDIT LABORATÓRIUM Székhely: 6725 Szeged, Pálfy u. 52.3 Telephely: 6728 Szeged, Budapesti út 9. Tel.: +36305259395 e-mail: contact@accredit.hu www.accredit.hu	VIZSGÁLATI JELENTÉS TEST REPORT MINŐSÉGI VIZSGÁLAT QUALITY ANALYSIS DUZZADÁSI ÉRTÉK / SWELLING INDEX	Terméknév / Product name: Orvosi ziliz levéldrog és étrend-kiegészítő Azonosító / Document ID: VJ-ZIL-F-SI-002/2024
--	---	---

Orvosi ziliz levéldrog és étrend-kiegészítő duzzadási értékének meghatározása / *Determination of swelling index of marshmallow leaf and food supplements*

1. BEVEZETŐ / INTRODUCTION

Orvosi ziliz levéldrog (*Althaeae folium*) és étrend-kiegészítő termékek minőségi vizsgálata a duzzadási érték meghatározása alapján. / *Quality analysis of marshmallow leaf (Althaeae folium) and food supplements based on the determination of swelling index.*

A minőségi meghatározás a Európai Gyógyszerkönyv 11.5 (Ph. Eur. VIII.) szerinti módszer (01/2012:1856) alapján történik. / *Qualitative analysis is carried out according to the method described in the European Pharmacopoeia 11.5 (01/2012:1856, Ph. Eur. VIII.).*

2. VIZSGÁLT TERMÉKEK / TESTED PRODUCTS

Megrendelő / Client	Indikáció Kft.
Rendelészám / PO number	24-38

Terméknév / Product name	Azonosító / Lot number	Vizsgálat dátuma / Date of analysis
Orvosi ziliz levél	1524207	2024.05.07.
Orvosi ziliz levél	1598905	2024.05.08.

3. DOKUMENTÁCIÓ / DOCUMENTATION

Dokumentum / Document	Azonosító / ID
Monográfia száma / <i>Monograph number</i>	01/2012:1856
Vizsgálati protokoll / <i>Test protocol</i>	VP-ZIL-F-SI v01

ACCREDIT[®] LABORATÓRIUM Székhely: 6725 Szeged, Pálfy u. 52.3 Telephely: 6728 Szeged, Budapesti út 9. Tel.: +36305259395 e-mail: contact@accredit.hu www.accredit.hu	VIZSGÁLATI JELENTÉS TEST REPORT MINŐSÉGI VIZSGÁLAT QUALITY ANALYSIS DUZZADÁSI ÉRTÉK / SWELLING INDEX	Terméknév / Product name: Orvosi ziliz levéldrog és étrend-kiegészítő Azonosító / Document ID: VJ-ZIL-F-SI-002/2024
--	---	---

4. VIZSGÁLAT / MEASUREMENT

Egy 25 ml-es, 125 ± 5 mm magasságú és 0,5 ml-es beosztású, csiszolt üveg dugós hengerbe tegyünk 0,2 g dörzsmozsárban elporított vizsgálati mintát. Nedvesítsük meg a 1,0 ml alkohollal, adjunk hozzá 25 ml vizet, és zárjuk le a rázóhengert. Rázzuk erőteljesen 10 percenként 1 órán keresztül. Hagyjuk állni 3 órán keresztül. 90 perccel a vizsgálat megkezdése után a mérőhenger óvatos mozgatásával a folyadék zárványokat kiszabadítjuk. Mérjük meg a minta által elfoglalt térfogatot, beleértve a hozzátapadt nyálkát is. Egyszerre 3 párhuzamos mérést végezzünk. A duzzadási értéket a 3 vizsgálat átlaga adja meg. / *In a 25 mL ground-glass stoppered cylinder graduated over a height of 125 ± 5 mm in 0.5 mL divisions, place 0.2 g of the drug. Moisten the drug with 1.0 mL of alcohol, add 25 mL of water and close the cylinder. Shake vigorously every 10 min for 1 h. Allow to stand for 3 h. At 90 min after the beginning of the test, release any large volumes of liquid retained in the layer of the drug. Measure the volume occupied by the drug, including any adhering mucilage. Carry out 3 tests at the same time. The swelling index is given by the mean of the 3 tests.*

5. KIÉRTÉKELÉS / EVALUATION

A duzzadási érték a minta 1,0 grammja által elfoglalt térfogat milliliterben kifejezve, beleértve a hozzátapadt nyálkát is, miután 4 órán keresztül vizes folyadékban duzzadt. / *The swelling index is the volume in millilitres occupied by 1.0 gram of the sample, including any adhering mucilage, after it has swollen in an aqueous liquid for 4 h.*

Minta Sample	Követelmény Requirement	Eredmény / Result		Értékelés Evaluation
		1-3	Átlag / Mean	
1524207	min. 12	15	15,8	Megfelelt Complies
		17,5		
		15		
1598905	min. 12	22,5	22,5	Megfelelt Complies
		22,5		
		22,5		

Szeged, 2024. 05. 10.

**Dr. Csupor-Löffler Boglárka Ph.D**Ügyvezető / *Executive Director*Tel.: +36305259395
e-mail: contact@accredit.hu**dr. Vollár Martin**Gyógyszeranalitikus / *Pharmaceutical analyst*